


CAPPETTA PLUS TRASPARENTE / PLUS CLEAR
CAP

Revisione / Revision 02

Data rev. /
Rev. date
2019.06.14

IMMAGINE/IMAGE	
DESCRIZIONE/DESCRIPTION	Dispositivo MONOUSO in materiale plastico da inglobare in una protesi rimovibile. Cappetta con ritenzione standard ca. 1000 gr / DISPOSABLE device in plastic material to be embodied in a removable prosthesis. Cap with standard retention approx. 1000 gr.
DESTINAZIONE D'USO/INTENDED USE	Fornire ritenzione alla protesi rimovibile tramite l'ancoraggio al corrispondente attacco metallico fisso in bocca / To provide retention with the anchorage provided by the corresponding metal attachment fixed in the mouth.
CLASSE CE/CE CLASS	Ila
UMDNS/UMDNS	17113
CODICE RAW MATERIAL/RAW MATERIAL CODE	CN086
REF/REF	CN086-XXX CONFIGURAZIONE BULK/ CN086-XXX BULK CONFIGURATION
MATERIALE/MATERIAL	Poliammide /Polyamide
COLORE/COLOR	Nessuno/None
PROCESSO PRODUTTIVO/MANUFACTURING PROCESS	Il processo produttivo viene eseguito tramite un'iniezione a caldo ad alta pressione in un apposito stampo/The production process is performed by a hot injection at high pressure of the components in an appropriate mould.
VITA UTILE / USEFUL LIFE	Se conservato nella confezione originale la vita da scaffale è teoricamente illimitata; la vita utile in esercizio varia a seconda del progetto protesico; va comunque sostituito nei tempi indicati nelle IFU / If stored in the original packaging shelf life is theoretically unlimited; The useful life in exercise depends on the prosthetic project; anyway it should be changed accordingly with the time indicated in the IFUs.

Verificato e Approvato
Claudia Nardi