


CAPPETTA PLUS VIOLA/PLUS VIOLET CAP

Revisione / Revision 02

Data rev. / Rev. date
 2019.06.14

IMMAGINE/IMAGE	
DESCRIZIONE/DESCRIPTION	<p>Dispositivo MONOUSO in materiale plastico da inglobare in una protesi rimovibile. Cappetta con ritenzione forte ca. 1500 gr / DISPOSABLE device in plastic material to be embodied in a removable prosthesis. Cap with strong retention approx. 1500 gr.</p>
DESTINAZIONE D'USO/INTENDED USE	<p>Fornire ritenzione alla protesi rimovibile tramite l'ancoraggio al corrispondente attacco metallico fisso in bocca / To provide retention with the anchorage provided by the corresponding metal attachment fixed in the mouth.</p>
CLASSE CE/CE CLASS	<p>Ila</p>
UMDNS/UMDNS	<p>17113</p>
CODICE RAW MATERIAL/RAW MATERIAL CODE	<p>CN089</p>
REF/REF	<p>CN089-XXX CONFIGURAZIONE BULK/ CN089-XXX BULK CONFIGURATION</p>
MATERIALE/MATERIAL	<p>Poli Ossi Metilene/Polyoxymethylene</p>
COLORE/COLOR	<p>Polybatch Violet 4022/ Polybatch Violet 4022</p>
PROCESSO PRODUTTIVO/MANUFACTURING PROCESS	<p>Il processo produttivo viene eseguito tramite un'iniezione a caldo ad alta pressione in un apposito stampo/The production process is performed by a hot injection at high pressure of the components in an appropriate mould.</p>
VITA UTILE / USEFUL LIFE	<p>Se conservato nella confezione originale la vita da scaffale è teoricamente illimitata; la vita utile in esercizio varia a seconda del progetto protesico; va comunque sostituito nei tempi indicati nelle IFU / If stored in the original packaging shelf life is theoretically unlimited; The useful life in exercise depends on the prosthetic project; anyway it should be changed accordingly with the time indicated in the IFUs.</p>

Verificato e Approvato
 Claudia Nardi

